


Software RAPID


Nueva versión para los analizadores de mercurio LUMEX RA-915M y RA-915+ para Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10




- ❖ Interfaz fácil de usar (CN, DE, EN, ES, FR, RU)
- ❖ Potentes opciones para la adquisición y el procesamiento de datos
- ❖ Plantillas personalizables para informes de datos
- ❖ Cumple con la Parte 11 del CFR 21: admite la gestión del usuario y firmas electrónicas



Análisis de muestras líquidas y sólidas
Rápido, claro y simple




Análisis y monitoreo de aire y gas natural
Flexible y práctico




NUEVO análisis térmico

Información completa sobre el mercurio, sus especies y su conversión




NUEVO control automático de ajuste de temperatura de bucle cerrado para la ampliación del rango dinámico
Análisis de muestras con alta concentración de mercurio

GARANTÍA DE CALIDAD, CONTROL DE CALIDAD y GESTIÓN DE DATOS



Verificación del instrumento

Procedimiento de autoverificación totalmente automatizado



Calibración

Permite crear, examinar y aplicar a los datos

List of Measurements

View period: al

Statistics

Customize

from: 08.06.2015 to: 09.06.2015

Cell: External

More...

N	Sample description	Mass/Volume	Concentration	Units	Calculated
653	Coal, Span, Enma 12345	210.0 mg	422.1	ug/kg	09.06.2015 15:58:07
652	Coal, Span, Enma 1234	210.0 mg	313.5	ug/kg	09.06.2015 15:58:03
651	Coal, Span, Enma 123	210.0 mg	239.0	ug/kg	09.06.2015 15:57:58
650	Coal, Span, Enma 1	210.0 mg	41.6	ug/kg	09.06.2015 15:57:51
649	Coal, Span, Enma 12	210.0 mg	179.2	ug/kg	09.06.2015 15:57:39
648	coal 3A 1234 300 c 30% w	203.0 mg	930.2	ug/kg	09.06.2015 15:02:38
647	coal 3A 12 300 c 30% w	203.0 mg	353.8	ug/kg	09.06.2015 15:02:15
646	coal 3A 123 300 c 30% w	203.0 mg	482.7	ug/kg	09.06.2015 15:01:51
645	coal 3A 1 300 c 30% w	203.0 mg	137.3	ug/kg	09.06.2015 17:57:07
644	coal 3A 1 300 c	260.0 mg	112.5	ug/kg	09.06.2015 17:55:36
643	coal 3A 12 300 c	260.0 mg	328.6	ug/kg	09.06.2015 17:55:31
642	coal 3A 123 300 c	260.0 mg	449.5	ug/kg	09.06.2015 17:55:26
641	coal 3A 1234 300 c	260.0 mg	473.5	ug/kg	09.06.2015 17:55:14
640	pyrite 3 to 300 c 1234	200.0 mg	473.1	ug/kg	04.06.2015 17:52:05
639	pyrite 3 to 300 c 123	200.0 mg	428.2	ug/kg	04.06.2015 17:50:55
638	pyrite 3 to 300 c 12	200.0 mg	166.6	ug/kg	04.06.2015 17:50:30
637	pyrite 3 to 300 c 1	200.0 mg	39.5	ug/kg	04.06.2015 17:38:08
636	sludge Red forest 123	204.0 mg	1773.0	ug/kg	04.06.2015 17:17:09
635	sludge Red forest 12	204.0 mg	1730.0	ug/kg	04.06.2015 17:17:04
634	sludge Red forest 1	204.0 mg	1074.0	ug/kg	04.06.2015 15:56:51
633	pyrite X 12345	292.0 mg	537.6	ug/kg	04.06.2015 15:03:22
632	pyrite X 1234	292.0 mg	542.4	ug/kg	04.06.2015 15:03:10
631	pyrite X 123	292.0 mg	365.5	ug/kg	04.06.2015 15:02:44
630	pyrite X 12	292.0 mg	141.9	ug/kg	04.06.2015 15:02:38
629	pyrite X 1	292.0 mg	9.7	ug/kg	04.06.2015 15:01:45
628	coal 3A 12345	220.0 mg	470.7	ug/kg	03.06.2015 17:13:20
627	coal 3A 1234	220.0 mg	464.7	ug/kg	03.06.2015 17:12:50
626	coal 3A 123	220.0 mg	425.9	ug/kg	03.06.2015 17:12:43
625	coal 3A 12	220.0 mg	295.5	ug/kg	03.06.2015 17:05:40
624	coal 3A 1	220.0 mg	65.1	ug/kg	03.06.2015 17:05:09

Help Delete Template settings Report Export Edit Exit


Data view for instrument: RA915NP1000

Base de datos de mediciones

Permite buscar, procesar e informar datos

Requisitos del sistema

- ❖ Frecuencia del procesador de 1,2 GHz como mínimo
- ❖ 512 MB de RAM como mínimo
- ❖ 20 MB de espacio libre en el disco duro como mínimo (no menos de 20 MB después de la instalación del software para almacenar datos)
- ❖ Un puerto USB libre para conectar el cable de la interfaz
- ❖ Un mouse conectado a la computadora a través de un puerto PS/2 o USB
- ❖ Un CD-ROM
- ❖ Resolución de pantalla de 1024 x 786 píxeles como mínimo



Proceso de documentación

Plantillas personalizables para informes de datos

La información y las especificaciones de esta publicación son sujetas a cambios sin previo aviso.

LUMEX
INSTRUMENTS

Lumex Instruments Canada

0890278 B.C. Ltd.

Unidad 207, 31510 Gill Ave., Silver Creek Industrial Park

Mission, B.C., V4S0A1, Canadá

Tel.: +1 604-820-8085, +1 866-233-6057

E-mail: sales@lumexinstruments.com

www.lumexinstruments.com